

PAC/FUフィルター（本体ユニットはダイキン製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
2	本館	地下1階	栄養科	洗浄室1	PAC		KAFJ435A80	LL	1	2枚/1台
3	本館	地下1階	栄養科	洗浄室2	PAC		KAFJ435A80	LL	2	2枚/1台
4	本館	地下1階	栄養科	食器保管室	PAC		KAFJ435A80	LL	2	2枚/1台
5	本館	地下1階	栄養科	調理・盛付室	PAC		KAFJ435A80	LL	4	2枚/1台
6	本館	地下1階	栄養科	調理・盛付室	PAC		KAFJ435A140	LL	4	2枚/1台
7	本館	地下1階	栄養科	炊飯コーナー	PAC		KAFJ435A140	LL	1	2枚/1台
8	本館	地下1階	栄養科	下処理室	PAC		KAFJ435A80	LL	1	2枚/1台
38	本館	1階	外来尿検査室	検査室	PAC	102-1	KAFJ537G80	65.00%	3	2枚/1台
53	本館	1階	腎センター	処置室	PAC	101-1, 2	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台
128	本館	2階	血液管理室	移植検査室	PAC	202-1	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台
129	本館	2階	血液管理室	血液管理室	PAC	201-1	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
130	本館	2階	血液管理室	検体保存	PAC	202-3	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
131	本館	2階	血液管理室	成分採血室1	PAC	203-1	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
132	本館	2階	血液管理室	成分採血室2	PAC	203-2	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
133	本館	2階	血液管理室	病理画像	PAC	201-2	KAFJ537G160	65.00%	1	2枚/1台
134	本館	2階	血液管理室	輸血HLA検査	PAC	201-3, 4	KAFJ537G160	65.00%	2	4枚/1台
135	本館	2階	血液管理室	輸血情報	PAC	202-2	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
148	本館	2階	臨床工学室	中央機器管理室	PAC	203-3, 4	KAFJ537G80	65.00%	2	2枚/1台
486	北館	地下1階	監視室	中央監視室	PAC	PACC-90MK	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台
487	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室1	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
488	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室2	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
489	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室3	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
490	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室4	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
491	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室5	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
492	北館	地下1階	男性更衣室	男性更衣室	PAC	PACC-63MK	KAFJ537G80	65.00%	2	2枚/1台
493	北館	1階	CT・エコー	超音波検査室1	PAC	PAC-C45HK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台

PAC/FUフィルター（本体ユニットはダイキン製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
494	北館	1階	CT・エコー	超音波検査室2	PAC	PACC-45HK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
495	北館	1階	CT・エコー	X-CT撮影室系統空調機械室	PAC	ACP-S101	VZ-90M-56F（フル・ハーフ）	90.00%	2	4枚/1台
496	北館	1階	CT・エコー	倉庫・リネン庫	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
497	北館	1階	CT・エコー	乳腺検査室北	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
498	北館	1階	CT・エコー	乳腺検査室南	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
499	北館	1階	CT・エコー	腹部US検査室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
500	北館	1階	CT・エコー	腹部US検査室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
524	北館	1階	外来化学	東通路	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台
525	北館	1階	外来化学	スタッフステーション	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	3	2枚/1台
526	北館	1階	外来化学	調剤室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台
533	北館	1階	守衛室	守衛仮眠室	PAC	PACC-80MK	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
534	北館	1階	守衛室	守衛室	PAC	PACC-80MK	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
540	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室1	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
541	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室2	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
542	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室3	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
543	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室4	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
544	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築前室	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
548	北館	3階	3E	701号	PAC	PACC-112HK	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台
562	北館	3階	3E	714号	PAC	PACH-80H	ATMC-56-Q-D	99.97%	1	
575	北館	4階	4E	731号	PAC	PACC-112HK	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台
589	北館	4階	4E	744号	PAC	PACH-80H	ATMC-56-Q-D	99.97%	1	
603	北館	5階	5E	761号	PAC	PACC-71H	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
604	北館	5階	5E	762号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
605	北館	5階	5E	763号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
606	北館	5階	5E	764号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
607	北館	5階	5E	765号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台

PAC/FUフィルター（本体ユニットはダイキン製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
608	北館	5階	5 E	766号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
609	北館	5階	5 E	767号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
610	北館	5階	5 E	768号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
611	北館	5階	5 E	769号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
612	北館	5階	5 E	770号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
613	北館	5階	5 E	771号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
614	北館	5階	5 E	772号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
615	北館	5階	5 E	773号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
616	北館	5階	5 E	774号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
617	北館	5階	5 E	775号	PAC	PACC-28H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
618	北館	5階	5 E	780号	PAC	PACC-28H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
619	北館	5階	5 E	776号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
620	北館	5階	5 E	777号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
621	北館	5階	5 E	778号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
622	北館	5階	5 E	779号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
624	北館	5階	5 E	カンファレンス	PAC	PACC-36M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
625	北館	5階	5 E	家族控室天井内	PAC	PACB-28M	KAFJ252L36	65.00%	2	
626	北館	5階	5 E	脱衣室	PAC	PACC-22M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
627	北館	5階	5 E	談話室	PAC	PACC-45M	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
628	北館	5階	5 E	面談室	PAC	PACC-22M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
628-1	北館	5階	共通	廊下2	PAC		KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
629	PET	2階	PET2F	PET室1	PAC	PTHP-2	AFTMS140A	65.00%	2	
630	PET	2階	PET2F	PET室2	PAC	PTHP-3	AFTMS140A	65.00%	2	
631	PET	2階	PET2F	PET室3	PAC	PTHP-4	AFTMS140A	65.00%	2	
632	PET	3階	PET3F	PET室5（予備室5）	PAC	PTHP-6	AFTMS140A	65.00%	2	
633	PET	3階	PET3F	PET室6（体外計測室）	PAC	PTHP-7	AFTMS140A	65.00%	2	

PAC/FUフィルター（本体ユニットはダイキン製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
634	PET	3 階	PET3F	器材庫	PAC	PTHP-8	AFTMS140A	65.00%	2	
635	循環器	1 階	C T, MR I	1階医療用EVホール	PAC	ACP-1-4 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
636	循環器	1 階	C T, MR I	1階放射線待合	PAC	ACP-1-4 d	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
637	循環器	1 階	C T, MR I	1階廊下3	PAC	ACP-1-4e	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
638	循環器	1 階	C T, MR I	MR I 室(1)操作	PAC	ACP-1-4 h	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
639	循環器	1 階	E R	1Fスタッフステーション	PAC	ACP-1-1b	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台
640	循環器	1 階	E R	1F処置室	PAC	ACP-1-1a	KAFJ537G56	65.00%	3	2枚/1台
641	循環器	1 階	E R	1階 G111	PAC	ACP-1-3 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
642	循環器	1 階	E R	1階 G102 (G112)	PAC	ACP-1-3 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
643	循環器	1 階	E R	1階 G103	PAC	ACP-1-3e	KAFJ552G80	65.00%	1	
645	循環器	1 階	E R	1階Ns待機室	PAC	ACP-1-11	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
646	循環器	1 階	E R	1階スタッフ通路	PAC	ACP-1-1 c	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
647	循環器	1 階	E R	感染症診察室	PAC	ACP-1-4 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
648	循環器	1 階	E R	Drカンファレンス	PAC	ACP-1-3c-1	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
648-2	循環器	1 階	E R	Drカンファレンス（ロッカー）	PAC		KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
649	循環器	1 階	E R	1階救急ホール	PAC	ACP-1-3c-2	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
650	循環器	1 階	E R	1階受付	PAC	ACP-1-1 d	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
651	循環器	1 階	E R	医師控室	PAC	ACP-1-1 e	KAFJ392K36	65.00%	1	
652	循環器	1 階	E R	仮眠室2	PAC	ACP-1-1 f	KAFJ392K36	65.00%	1	
653	循環器	1 階	E R	仮眠室1	PAC	ACP-1-1 g	KAFJ392K36	65.00%	1	
654	循環器	1 階	E R	リネン庫	PAC	ACP-1-1 h	KAFJ392K36	65.00%	1	
655	循環器	1 階	E R	1階診察室2	PAC	ACP-1-1 i	KAFJ392K36	65.00%	1	
656	循環器	1 階	E R	1階診察室3	PAC	ACP-1-1 j	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
657	循環器	1 階	E R	1階相談室	PAC	ACP-1-3 j	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
659	循環器	1 階	E R	1階点滴室	PAC	ACP-1-3 h	KAFJ392K36	65.00%	3	
659-2	循環器	1 階	E R	1階点滴室	PAC		KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台

PAC/FUフィルター（本体ユニットはダイキン製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
659-3	循環器	1 階	E R	1階点滴室	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
660	循環器	1 階	E R	1階風除室	PAC	ACP-1-4 b	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
661	循環器	1 階	E R	1階廊下1	PAC	ACP-1-3 i	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
662	循環器	1 階	E R	1階廊下2	PAC	ACP-1-4 c	KAFJ537G36	65.00%	3	2枚/1台
663	循環器	1 階	E R	カンファレンス室	PAC	ACP-1-3a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
664	循環器	1 階	E R	1階診察室1	PAC	ACP-1-1 k	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
665	循環器	2 階	心カテ	2階IVR室2	PAC	ACP-2-1a	AST-Z-90-(1220)	90.00%	2	
666	循環器	2 階	心カテ	心カテ2	FU	FFU-1	AST-Z-90-(915)	90.00%	4	
667	循環器	2 階	心カテ	心カテ1	FU	FFU-2	AST-28-90	90.00%	4	
668	循環器	2 階	心カテ	心カテ3	FU	FFU-2	AST-28-90	90.00%	4	
669	循環器	2 階	心カテ	IVR 1	FU	FFU-2	AST-28-90	90.00%	2	
670	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室1	PAC	ACP-3-1 b	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
671	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室2	PAC	ACP-3-1c	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
672	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室3	PAC	ACP-3-1 d	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
673	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室4	PAC	ACP-3-1e	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
674	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室5	PAC	ACP-3-1 f	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
675	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室6	PAC	ACP-3-1 g	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
676	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室7	PAC	ACP-3-2 a	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
677	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室8	PAC	ACP-3-2 b	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
678	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室9	PAC	ACP-3-2 c	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
679	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室10	PAC	ACP-3-2 d	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
680	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室11	PAC	ACP-3-2 e	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
681	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室12	PAC	ACP-3-2 f	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
682	循環器	3 階	3 G	3階 CCU室13	PAC	ACP-3-2 g	AST-Z-90-(915)	90.00%	1	
683	循環器	3 階	3 G	3階ME室	PAC	ACP-3-3 b	KAFJ552G80	65.00%	2	
684	循環器	3 階	3 G	3階カンファレンス室2	PAC	ACP-3-1 a	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台

PAC/FUフィルター（本体ユニットはダイキン製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
685	循環器	3 階	3 G	3階スタッフステーション	PAC	ACP-3-4b	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台
686	循環器	3 階	3 G	3階救急前室	PAC	ACP-3-4 a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
687	循環器	3 階	3 G	3階食事準備コーナー	PAC	ACP-3-4 c	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
688	循環器	3 階	3 G	3階前室	PAC	ACP-3-2 i	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
689	循環器	3 階	3 G	3階当直室1	PAC	ACP-3-3 c	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
690	循環器	3 階	3 G	3階当直室2	PAC	ACP-3-3 d	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
691	循環器	3 階	3 G	3階薬剤室	PAC	ACP-3-3a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
692	循環器	3 階	3 G	3階廊下	PAC	ACP-3-4 d	KAFJ537G36	65.00%	4	2枚/1台
693	循環器	3 階	共通	3階家族宿泊室	PAC	ACP-3-3 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
694	循環器	3 階	共通	3階守衛仮眠室1	PAC	ACP-3-3 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
695	循環器	3 階	共通	3階守衛仮眠室2	PAC	ACP-3-3h	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
696	循環器	3 階	共通	3階守衛仮眠室3	PAC	ACP-3-3 i	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
697	循環器	3 階	共通	説明室（説明室2）	PAC	ACP-3-3 e	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
698	循環器	4 階	4 G	G424	PAC	ACP-4-2a	KAFJ552G80	65.00%	1	
699	循環器	4 階	4 G	G425	PAC	ACP-4-2a	KAFJ552G80	65.00%	1	
700	循環器	4 階	4 G	G426	PAC	ACP-4-2a	KAFJ552G80	65.00%	1	
701	循環器	4 階	4 G	G427	PAC	ACP-4-2a	KAFJ552G80	65.00%	1	
702	循環器	4 階	4 G	G428	PAC	ACP-4-2a	KAFJ552G80	65.00%	1	
703	循環器	4 階	4 G	G429	PAC	ACP-4-2a	KAFJ552G80	65.00%	1	
704	循環器	4 階	4 G	G430	PAC	ACP-4-2a	KAFJ552G80	65.00%	1	

PAC/FUフィルター（本体ユニットはダイキン製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
705	循環器	4 階	4 G	G431	PAC	ACP-4-2 b	KAFJ552G80	65. 00%	1	
706	循環器	4 階	4 G	4階NS	PAC	ACP-4-1	KAFJ537G56	65. 00%	3	2枚/1台
707	循環器	5 階	5 G	G524	PAC	ACP-5-2	KAFJ552G80	65. 00%	1	
708	循環器	5 階	5 G	G525	PAC	ACP-5-2	KAFJ552G80	65. 00%	1	
709	循環器	5 階	5 G	G526	PAC	ACP-5-2	KAFJ552G80	65. 00%	1	
710	循環器	5 階	5 G	G527	PAC	ACP-5-2	KAFJ552G80	65. 00%	1	
711	循環器	5 階	5 G	G528	PAC	ACP-5-2	KAFJ552G80	65. 00%	1	
712	循環器	5 階	5 G	G529	PAC	ACP-5-2	KAFJ552G80	65. 00%	1	
713	循環器	5 階	5 G	G530	PAC	ACP-5-2	KAFJ552G80	65. 00%	1	
714	循環器	5 階	5 G	G531	PAC	ACP-5-2	KAFJ552G80	65. 00%	1	
715	循環器	5 階	5 G	5階 ナースステーション	PAC	ACP-5-1	KAFJ537G56	65. 00%	3	2枚/1台
716	循環器	6 階	共通	6階WET	PAC	ACP-6-1c	KAFJ537G56	65. 00%	1	2枚/1台
717	循環器	6 階	共通	6階医局	PAC	ACP-6-1d	KAFJ537G80	65. 00%	5	2枚/1台
718	循環器	6 階	共通	6階応接室	PAC	ACP-6-1e	KAFJ392K36	65. 00%	1	
719	循環器	6 階	共通	6階臨床研究教育講義室	PAC	ACP-6-1a	KAFJ537G56	65. 00%	4	2枚/1台
720	循環器	6 階	共通	6階廊下	PAC	ACP-6-1g	KAFJ537G36	65. 00%	2	2枚/1台
721	循環器	6 階	共通	メディカルスキルアップセンター	PAC	ACP-6-1b	KAFJ537G36	65. 00%	6	2枚/1台
722	循環器	6 階	県大	6階会議室	PAC	ACP-6-2a	KAFJ537G80	65. 00%	1	2枚/1台
723	循環器	6 階	県大	6階教授室1	PAC	ACP-6-2 e	KAFJ537G56	65. 00%	1	2枚/1台
724	循環器	6 階	県大	6階教授室2	PAC	ACP-6-2 f	KAFJ537G56	65. 00%	1	2枚/1台
725	循環器	6 階	県大	6階助教授室	PAC	ACP-6-2 d	KAFJ537G56	65. 00%	1	2枚/1台
726	循環器	6 階	県大	臨床薬物作用解析学研究室	PAC	ACP-6-2 g	KAFJ537G56	65. 00%	4	2枚/1台
727	循環器	6 階	県大	臨床薬物動態解析学研究所1	PAC	ACP-6-2 c	KAFJ537G56	65. 00%	2	2枚/1台
728	循環器	6 階	県大	臨床薬物動態解析学研究所2	PAC	ACP-6-2 b	KAFJ537G36	65. 00%	2	2枚/1台
729	循環器	6 階	県大	6階廊下	PAC	ACP-6-2 h	KAFJ537G36	65. 00%	2	2枚/1台
								合計	247	