

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 13-6 号

2 器械の名称及び数量 鋼製小物（エースクラップ） 1 式

3 構成

No	メーカー名	品名	規格	品番	数量
1	エースクラップ	切開剪刀	ジエムソン・ウェルバー、鈍/鈍、反、全長 130mm	BC175R	1
2	エースクラップ	血管・腱剪刀	ステーパーズ、両尖直、100mm	BC186R	1
3	エースクラップ	超硬チップ付切開剪刀	メツェンバウム、直、18CM	BC262R	1
4	エースクラップ	マイクロピンセット	直、先端 0.3mm、135mm	BD335R	2
5	エースクラップ	超硬チップ付持針器	カストロ・エホ、180mm	BM004R	1
6	エースクラップ	丸ミ	ルーカス、3MM、16CM	D0715R	3
7	エースクラップ	腸鉗子	ドワイヤン、無外傷性、弾性、直、170mm	EA222R	2
8	エースクラップ	マイクロ剪刀	上向弱弯、160mm	FD017R	1
9	エースクラップ	フレキシブルアーム	ヤサーギル、全長 550mm	FF270R	2
10	エースクラップ	移動型フレキシブルアーム取付金具	1 本取付可能、FF270R 用	FF283R	2
11	エースクラップ	保持用シャフト(エレファントスタント)	絶縁、全長 900mm	FF285R	1
12	エースクラップ	ヤサーギルクリップリム-バル鉗子	チタニウム用、有効長 90mm、全長 220mm	FT072T	1
13	エースクラップ	ヤサーギルクリップリム-バル鉗子	チタニウムスタンダード用、有効長 90mm、全長 220mm	FT082T	1
14	エースクラップ	アシヤステイングキー		FT402800	1
15	エースクラップ	ヤサーギルクリップリム-バル鉗子	チタニウム用、有効長 90mm、全長 220mm	FT402T	1
16	エースクラップ	ヤサーギルクリップリム-バル鉗子	チタニウムスタンダード用、有効長 90mm、全長 220mm	FT412T	1
17	エースクラップ	ヤサーギルクリップリム-バル鉗子	チタニウム用、15° 上向、有効長 90mm、全長 220mm	FT475T	1
18	エースクラップ	ヤサーギルクリップリム-バル鉗子	チタニウムスタンダード用、15° 上向、有効長 90mm、全長 220mm	FT485T	1

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。